

P176 Sengmonitor Mini

Risteføler og radiosender for epilepsvarsling

Dette er en risteføler som registrerer vibrasjon og detekterer tonisk-kloniske, partielle (fokale) og generelle epilepsianfall. Kan varsle anfall trådløst til:

- «Personsøker enkel P168» som varsler med lyd og vibrasjon.
- «Radiomottaker impuls P155» med bryterutgang (kabel) for ekstern varsling med GSM viderevarsler, eller for eksempel til internt sykehusanlegg.

Sengemonitor Mini er batteridrevet med 1 års batterilevetid.

Denne kan brukes i flere forskjellige kombinasjoner avhengig av brukerens behov.

Epilepsidetektor med varsling internt

Sengemonitor Mini P176	vårt art.nr: 700176	HMS nr: 255259
Personsøker Enkel P168	vårt art.nr: 700168	HMS nr: 255257

Epilepsidetektor med varsling eksternt via GSM

Sengemonitor Mini P176	vårt art.nr: 700176	HMS nr: 255259
Radiomottaker impuls P155	vårt art.nr: 700155	HMS nr: 194993
GSM Viderevarsler	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

Epilepsidetektor med varsling eksternt - med ledning til 3-parts produkt

Sengemonitor Mini P176	vårt art.nr: 700176	HMS nr: 255259
Radiomottaker impuls P155	vårt art.nr: 700155	HMS nr: 194993
Ledning for sykesignal kundespesifisert	vårt art.nr: 700456	HMS nr: 233366

