



otiom<sup>®</sup>

Lokaliseringseenhet som hindrer at  
personer med demens går seg vill.



Designet for sykehjem og privatpersoner.

# Hvordan Otiom virker

Otiom er utviklet i nært samarbeid med ledende forskere innen antenne- og lokaliseringsteknologi. Det er en fremtidssikker løsning som utnytter de best etablerte teknologiene så vel som nye teknologier.

## Oppsett



**1**  
Otiom hjemmebaser er utplassert i hele sykehjemmet, og etablerer et virtuelt trygt område (hjemmesone) for beboere.



**2**  
Omsorgspersoner gir hver demensbeboer en Otiom-tag. Dette er slitt, plassert i en lomme eller sydd i klær.



**3**  
Administratoren (omsorgspersonene) angir det trygge området for hver beboer i Otiom-appen.


Otiom er nå satt opp.

## Alarmsituasjon

Otiom er aktiv og klar til å varsle omsorgsgivere/pårørende, dersom en beboer forlater sitt fastsatte sikkerhetsnivå.



**1**



**2**



**3**



**6**



Sikkerhet



**4**



**5**

Nærhetssensoren i Otiom-appen informerer pleierne om at beboeren er i nærheten. Beboeren lokaliseres **RASKT, PRESIST OG SIKKERT**.

# For sykehjem

Otiom hjemmebaser er installert i hele sykehjemmet. Vanligvis med en base per demensleilighet, i korridorer og fellesrom. Basene kobles sammen for å skape en virtuell hjemmesone.

Omsorgspersoner gir en eller to Otiom-tager for hver beboer, som står i fare for å gå seg vill.

Omsorgspersoner kan også velge å bli varslet når en beboer forlater sykehjemmet, eller - de kan sette opp spesielle trygge områder for den enkelte beboer.

Antall Otiom hjemmebaser som kreves, avhenger av størrelsen og antall etasjer på sykehjemmet.


Level 6

Alarm når beboer forlater hjemmesonen

Otiom hjemmebase




Beboer iført Otiom-tag




# For private hjem

I private hjem er en eller to Otiom hjemmebaser og en eller to Otiom-tagger alt som trengs for å skape et sikkert hjemmemiljø.



## Nivå 4


En times uovervåket bevegelse i selvstyrt sikkerhetssone.



Otiom hjemmebase



Sikkerhetssone



Beboer iført Otiom-tag





Picomed as  
Brokelandsheia  
Gjerstadveien 398  
4993 Sundebru  
Norge

+47 3711 9950

otiom<sup>®</sup>

---

Otiom AS  
Raadyret 48  
DK-9530 Stoevring  
Denmark

info@otiom.com  
+45 3696 1010

---

