

## ***Smykkesender P135E*** ***Radiosender for trygghetsvarsling***

Dette er en smykkesender en kan ha rundt hals eller i et armbånd som en klokke. En trykker på knappen ved behov for varsling. Den sender da radiosignal til en mottaker som kan varsle med lyd og vibrasjon, eller til en mottaker som via en GSM viderevarsler kan ringe til pårørende eller helsepersonell.

Kan brukes i flere forskjellige kombinasjoner.

### ***For sending av varsel med viderevarsling internt***

Sensor/sender	Smykkesender P135E	vårt art.nr: 700136	HMS nr: 233361
Mottaker	Personsøker P137	vårt art.nr: 700137	HMS nr: 211187

### ***For sending av varsel med viderevarsling eksternt***

Sensor/sender	Smykkesender P135E	vårt art.nr: 700136	HMS nr: 233361
Mottaker	Radiomottaker impuls P155	vårt art.nr: 700155	HMS nr: 194993
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

\*) Ved bestilling:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.

